

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, foram notificados 500 milhões de infecções por *Entamoeba* em todo o mundo. Supostamente, 90% destas infecções são causados por *E.dispar* e cerca de 80.000 casos de morte foram causados por *E.histolytica*.

Os testes diagnósticos convencionais para *Entamoeba* baseiam-se em método parasitológico de fezes, porém, este método não é capaz de diferenciar *E.histolytica* (patogênica) de *E.dispar* (não patogênica).

Observando a importância na identificação das espécies, trouxemos da r-Biopharm dois kits para *E.histolytica* através do método ELISA, sendo um para pesquisa de antígeno e outro para pesquisa de anticorpo:

- **RIDASCREEN® Entamoeba (Antígeno)**
- **RIDASCREEN® Entamoeba histolytica IgG**

**Aproveite nossa promoção,
experimente este novo método diagnóstico e conheça
suas grandes vantagens!**



- **Alta especificidade e sensibilidade para *Entamoeba histolytica***
- **Método ELISA**
- **Reagentes pronto-para-uso**
- **Frasco em formato de conta-gotas**
- **Automação: já é possível automatizar a rotina de parasitologia (consulte os testes e os nossos equipamentos)**
- **Interfaceamento de resultados: as leituras em densidade óptica podem ser armazenadas ou utilizadas em sistema de interfaceamento de resultados.**

Apresentação dos kits:

Teste	E. histolytica (antígeno)	E. histolytica IgG
Método	ELISA	ELISA
Apresentação	96	96
Incubação	60 e 15 em T.A.	15, 15 e 15 em T.A.
Resultado	Qualitativo	Qualitativo

Temos ainda diversos kits e metodologias para diagnóstico de parasitas:

Teste	Ag/Ac	ELISA	IFI	HA	TR
Criptosporidium	Antígeno	X	-	-	X
Giardia	Antígeno	X	-	-	X
Echinococcus/ Hydatidosis	IgG	X	-	X*	-
Leishmania	Total (IgG e IgM)	X	-	-	-
Leishmania	IgG	-	X	-	-
Schistosoma*	IgG	-	-	X*	-
Taenia solium (Cisticercose)	IgG	X	-	-	-
Toxocara	IgG	X	-	-	-
Trichinella	IqG	X	-	-	-

* Aguardo Registro no MS

Consulte em nosso site o extenso menu de testes para diagnóstico de gastro-enterites que comercializamos.

Para mais informações, entre em contato conosco.

Tel +55 11 5573.8814 | Fax +55 11 5575.3749

alka@alka.com.br | propostas@alka.com.br | comercial@alka.com.br

www.alka.com.br